


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tnf-A Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P01375

Numéro d'article: CM0005650



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité ciblant le TNF- α humain (SWISS : P01375), validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur les cytokines, l'apoptose et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-TNF- α de lapin
Remarques / Alias	DIF ; TNFA ; TNFSF2 ; TNLG1F ; TNF-alpha ; TNF- α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7124
GeneID	7124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-233 du TNF- α humain (NP_000585.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01375
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace