


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnf-A Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01375

Numéro d'article: CM0016171



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TNF- α humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de l'inflammation, de l'apoptose et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNF- α Lapin pAb
Remarques/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7124
GeneID	7124
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01375
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac de glace