

Anticorps Polyclonal Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B Pour Wb, Elisa - P25119

Numéro d'article: CM0023952

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (TNFRSF1B) de souris, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît les cibles humaines et souris. Idéal pour l'étude du signallement par TNF et la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b pAb de lapin
Remarques/Alias	p75; TNFR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFR1; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	7133
Identifiant du gène	21938
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 23 et 258 de TNF RII/TNFRSF1B/CD120b de souris (NP_035740.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	P25119
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace