

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnf α Pour Wb Et Elisa - P16599

Numéro d'article: CM0023636

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TNF α de rat, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le TNF-alpha dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'immunologie et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNF α Lapin pAb
Remarques/Alias	Tnfa; RATTNF; TNF-alpha; TNF α
Espèce	Rat
GeneID (humain)	7124
GeneID	24835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-235 du TNF α de rat (NP_036807.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P16599
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace