

Anticorps Polyclonal Anti-Tnfaip1 Pour Wb Et Elisa - Q13829

Numéro d'article: CM0024667

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TNFAIP1 (identifiant de gène 7126), une protéine adaptatrice BTB/POZ impliquée dans l'ubiquitination de RhoA. Adapté pour le Western blot (bande prédite à 36 kDa) et l'ELISA, facilitant les études sur la régulation du cytosquelette et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFAIP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	B12 ; B61 ; EDP1 ; BTBD34 ; hBACURD2 ; TNFAIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7126
GeneID	7126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-160 de la protéine humaine TNFAIP1 (NP_066960.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13829
Poids protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace