

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tnfaip3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Numéro d'article: CM0002399



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TNFAIP3 validé pour Western blot, IHC sur paraffine et ELISA. Détecte la protéine humaine TNFAIP3/A20, une enzyme d'édition de l'ubiquitine critique dans la signalisation NF- κ B et les réponses inflammatoires. Idéal pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNFAIP3 Lapin mAb
Remarques/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7128
ID de Gène	7128
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-550 de la protéine humaine TNFAIP3 (P21580).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P21580
Poids de la Protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace