


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q6P589

Numéro d'article: CM0017960



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) pour WB, IF/ICC, IP, ELISA sur homme, souris et rat. TNFAIP8L2 régule négativement l'immunité innée/adaptative ; inhibe l'activation des lymphocytes T médiée par le TCR et la formation d'autolysosomes. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFAIP8L2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIPE2 ; TNFAIP8L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79626
GeneID	79626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de TNFAIP8L2 humain (NP_078851.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P589
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace