


Anticorps Polyclonal Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19438

Numéro d'article: CM0013310



Introduction

Anticorps TNFR1/TNFRSF1A de lapin de haute qualité pour Western blot, IHC, IF/ICC et ELISA. Détecte le TNFR1 humain, murin et de rat. Outil essentiel pour les études de signalisation du récepteur du TNF et d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFR1/TNFRSF1A Lapin pAb
Remarques/Alias	FPP; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7132
GeneID	7132
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 345-455 du TNFR1/TNFRSF1A humain (NP_001056.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19438
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace