


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Pour Wb, Elisa - P20333

Numéro d'article: CM0002800



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre TNFR2/TNFRSF1B humain (P20333), adapté pour WB et ELISA. Poids moléculaire prédit de 48 kDa. Pour la recherche sur la signalisation TNF et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFR2/TNFRSF1B mAb lapin
Remarques / Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7133
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 362-461 de TNFR2/TNFRSF1B humain (P20333)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P20333
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace