


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Pour Wb, Elisa - P20333

Numéro d'article: CM0014301



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNFR2/TNFRSF1B de haute affinité, validé pour WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'apoptose et la signalisation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7133
Identifiant du gène	7133
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 295-377 de TNFR2/TNFRSF1B humain (NP_001057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20333
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace