


## Anticorps Polyclonal Anti-Tnfrsf10A Pour Wb, Elisa - 000220

Numéro d'article: CM0029628



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TNFRSF10A humain (DR4/TRAIL-R1). Immunogène recombinant (aa 269-468). Adapté aux applications WB et ELISA. Pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation des récepteurs de mort.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Spécification                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | TNFRSF10A Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A                                                                                   |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 8797                                                                                                                             |
| GeneID             | 8797                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-468 du TNFRSF10A humain (NP_003835.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                           |
| SWISS              | O00220                                                                                                                           |
| Poids protéique    | 50kDa                                                                                                                            |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |