


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf10A Pour Wb, If/Icc Et Elisa - O00220

Numéro d'article: CM0016096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TNFRSF10A humain (Récepteur de mort 4/TRAIL-R1). Confirmé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande à environ 50 kDa (les formes glycosylées peuvent apparaître plus grandes). Idéal pour étudier les voies d'apoptose extrinsèque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TNFRSF10A
Remarques/Alias	DR4 ; APO2 ; CD261 ; TRAILR1 ; TRAILR-1 ; TNFRSF10A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8797
ID du gène	8797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-468 du TNFRSF10A humain (NP_003835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00220
Poids protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace