

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf10C Pour Wb, Elisa - O14798

Numéro d'article: CM0016059

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TNFRSF10C humain (DcR1/TRAIL-R3). Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Explore la fonction du récepteur leurre dans l'apoptose induite par TRAIL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNFRSF10C Lapin pAb
Remarques/Alias	LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCR1-TNFR, TNFRSF10C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8794
GeneID	8794
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-238 du TNFRSF10C humain (NP_003832.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O14798
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace