

Anticorps Monoclonal Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Pour Fc - Q9Ubn6

Numéro d'article: CM0007240

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre TNFRSF10D/TRAILR4 humain (DcR2, TRAIL-R4) est produit à l'aide d'un immunogène constitué d'une protéine recombinante et validé pour la FC. Il convient aux recherches sur l'apoptose induite par TRAIL et la fonction des récepteurs leurres.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TNFRSF10D/TRAILR4
Remarques/Pseudonymes	DCR2 ; CD264 ; TRUNDD ; TRAILR4 ; TRAIL-R4 ; TNFRSF10D/TRAILR4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8793
ID du gène	8793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56 à 211 de TNFRSF10D/TRAILR4 humain (NP_003831.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UBN6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace