


Anticorps Polyclonal Anti-Tnfrsf11A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Numéro d'article: CM0018228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TNFRSF11A (RANK/CD265), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur l'ostéoclastogenèse et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFRSF11A Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8792
ID du gène	8792
Immunogène	Protéine recombinante/protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-616 de TNFRSF11A humain (NP_003830.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y6Q6
Poids moléculaire	66 kDa
Expédition	Sac de glace