


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf11A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Numéro d'article: CM0017310



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TNFRSF11A de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ostéoclastogenèse et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TNFRSF11A
Remarques/Alias	FEO ; OFE ; ODFR ; OST5 ; PDB2 ; RANK ; CD265 ; OPTB7 ; TRANCER ; LOH18CR1 ; TRANCE-R ; TNFRSF11A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8792
GeneID	8792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-616 du TNFRSF11A humain (NP_003830.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6Q6
Poids protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace