


Anticorps Polyclonal Anti-Tnfrsf11B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000300

Numéro d'article: CM0020380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TNFRSF11B pour Western blot, IF sur paraffine, IHC sur paraffine et ELISA. Reconnaît le TNFRSF11B humain, de souris et de rat. Immunogène : protéine recombinante correspondant aux acides aminés 22-280 du TNFRSF11B humain (NP_002537.3). Utilisation en recherche : ostéoclastogenèse, remodelage osseux et apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFRSF11B pAb de lapin
Remarques / Alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4982
ID du gène	4982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-280 du TNFRSF11B humain (NP_002537.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000300
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace