


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf11B Pour Wb Et Elisa - 000300

Numéro d'article: CM0013401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TNFRSF11B humain (Ostéoprotégérine, OPG). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la différenciation des ostéoclastes et l'homéostasie osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TNFRSF11B
Remarques/Alias	OPG ; TR1 ; OCIF ; PDB5 ; TNFRSF11B
Espèce	Humain
GeneID	4982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-280 du TNFRSF11B humain (NP_002537.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000300
Poids protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace