


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf13C Pour Wb Et Elisa - Q96Rj3

Numéro d'article: CM0013868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TNFRSF13C humain (BAFF-R, CD268), validé pour WB et ELISA, avec réaction croisée chez la souris. Idéal pour les recherches sur la survie des lymphocytes B et les déficits immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TNFRSF13C
Remarques/alias	BAFFR ; CD268 ; CVID4 ; BAFF-R ; BROMIX ; prolixine ; TNFRSF13C
Espèce	Homme
GeneID (humain)	115650
GeneID	115650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de TNFRSF13C humain (NP_443177.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q96Rj3
Poids moléculaire	19 kDa
Expédition	Sac de glace