

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf17 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q02223

Numéro d'article: CM0017768



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TNFRSF17 (BCMA) humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en biologie des lymphocytes B et en immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFRSF17 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	608
GeneID	608
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du TNFRSF17 humain (NP_001183.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02223
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace