

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf25 Pour Wb, If-P, Elisa - Q93038

Numéro d'article: CM0014468



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TNFRSF25 humain (DR3, LARD). Adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 45 kDa. Pour les études sur l'apoptose et l'homéostasie lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TNFRSF25
Remarques/Alias	DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-190 du TNFRSF25 humain (NP_683866.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93038
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace