

Anticorps Polyclonal Anti-Tnfrsf6B Pour Wb, Elisa - 095407

Numéro d'article: CM0014587



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TNFRSF6B humaine (Récepteur leurre 3, DcR3). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFRSF6B Rabbit pAb
Remarques/Alias	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8771
GeneID	8771
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de la TNFRSF6B humaine (NP_003814.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	095407
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace