


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfsf10 Pour Wb, Elisa - P50591

Numéro d'article: CM0020668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre TNFSF10, validé pour WB et ELISA. Détecte le TNFSF10/TRAIL humain, une cytokine clé induisant l'apoptose, adapté à la recherche et au développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFSF10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TL2 ; APO2L ; CD253 ; TANCR ; TRAIL ; Apo-2L ; TNLG6A ; TNFSF10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8743
GeneID	8743
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50591
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace