


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfsf13B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y275

Numéro d'article: CM0028572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TNFSF13B (BAFF) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en immunologie des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFSF13B Rabbit pAb
Remarques/Alias	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10673
GeneID	10673
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-160 de la TNFSF13B humaine (NP_006564.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y275
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace