

Anticorps Polyclonal Anti-Tnk1 Pour Wb Et Elisa - Q13470

Numéro d'article: CM0022054



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la tyrosine kinase non réceptrice humaine TNK1, adapté pour le WB et l'ELISA. Impliqué dans la suppression tumorale et la régulation de la voie Ras-MAPK. Idéal pour la recherche sur le cancer et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TNK1
Remarques/Alias	KOS1; TNK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8711
GeneID	8711
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-380 de TNK1 humain (NP_001238831.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13470
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace