

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnks1Bp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0C2

Numéro d'article: CM0022735

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TNKS1BP1 (TAB182) humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la chromatine, le cytosquelette et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNKS1BP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAB182; TNKS1BP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	85456
GenelD	85456
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-1000 du TNKS1BP1 humain (NP_203754.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0C2
Poids moléculaire	182kDa
Expédition	Sac de glace