


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tnnc1 Pour Wb Et Elisa - P63316

Numéro d'article: CM0005379



Introduction

Le TNNC1 Rabbit mAb est un anticorps monoclonal dirigé contre la troponine C, validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque et les études de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNNC1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Espèce	Humain
ID du gène	7134 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine TNNC1 humaine (P63316)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P63316
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac isotherme