


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnnc1 Pour Wb, If-P, Elisa - P63316

Numéro d'article: CM0022960



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TNNC1 humain (Troponine C, muscles squelettiques lents et cardiaques). Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la contraction musculaire et la cardiomyopathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNNC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7134
GeneID	7134
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du TNNC1 humain (NP_003271.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P63316
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace