

Anticorps Polyclonal Anti-Tnnc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02585

Numéro d'article: CM0028864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNNC2 validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 1-160 de la troponine C humaine, muscle squelettique. Convient pour la recherche sur la contraction musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNNC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7125
GeneID	7125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de TNNC2 humaine (NP_003270.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02585
Poids de la Protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace