

Anticorps Polyclonal Anti-Tnni3K Pour Wb, Elisa - Q59H18

Numéro d'article: CM0030422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine TNNI3K humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la fonction cardiaque et les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb Lapin TNNI3K
Remarques/Alias	CARK ; CCDD ; TNNI3K
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-75 de la protéine TNNI3K humaine (NP_057062.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q59H18
Poids moléculaire protéique	93 kDa
Expédition	Sac de glace