

## Anticorps Polyclonal Anti-Tnpo1 Pour Wb, Elisa - Q92973

Numéro d'article: CM0025842



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TNPO1 humain (Transportine-1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport nucléaire et les importines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | TNPO1 Rabbit pAb                                                                                                      |
| Remarques/Alias                  | MIP ; TRN ; IPO2 ; MIP1 ; KPNB2 ; TNPO1                                                                               |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                |
| Identifiant du gène (Humain)     | 3842                                                                                                                  |
| Identifiant du gène              | 3842                                                                                                                  |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 790-890 du TNPO1 humain (NP_002261.3) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                 |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                 |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                   |
| SWISS                            | Q92973                                                                                                                |
| Poids moléculaire de la protéine | 102 kDa                                                                                                               |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                          |