

Anticorps Polyclonal Anti-Tnr Pour Wb Et Elisa - Q92752

Numéro d'article: CM0018152



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ténascine-R humaine (TNR), validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient à la recherche sur la matrice extracellulaire neurale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNR pAb de lapin
Remarques/Alias	TN-R ; NEDSTO ; TNR
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7143
GeneID	7143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1059-1358 de la TNR humaine (NP_003276.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92752
Poids moléculaire	150 kDa
Expédition	Sac réfrigérant