

Anticorps Polyclonal Anti-Tnrc6A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ndv7

Numéro d'article: CM0026390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNRC6A, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier le silençage génique médié par les miRNA et les composants des corps P.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNRC6A Rabbit pAb
Remarques/Alias	GW1 ; FAME6 ; GW182 ; TNRC6 ; CAGH26 ; TNRC6A
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	27327
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NDV7
Poids Moléculaire de la Protéine	210 kDa
Expédition	Sac de glace