

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tob2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14106

Numéro d'article: CM0028275

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TOB2, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. TOB2 est une protéine anti-proliférative qui inhibe la transition des phases G0/G1 vers S, localisée dans le cytoplasme. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TOB2
Remarques/Alias	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10766
Identifiant du gène	10766
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de TOB2 humain (NP_057356.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14106
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace