


Anticorps Polyclonal Anti-Tollip Pour Wb, Elisa - Q9H0E2

Numéro d'article: CM0022254



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la TOLLIP humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] TOLLIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-1RAcPIP ; [KD Validated] TOLLIP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54472
GeneID	54472
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H0E2
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Poche de glace