


Anticorps Polyclonal Anti-Tollip Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0E2

Numéro d'article: CM0021395



Introduction

TOLLIP Rabbit pAb est un anticorps polyclonal provenant du lapin, validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, et réagissant avec les espèces humaine, murine et rat. Il cible la protéine interagissant avec Toll, un régulateur clé de la signalisation de l'IL-1 et des TLR ainsi que de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOLLIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-1RAcPIP ; TOLLIP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54472
GeneID	54472
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 274 de la TOLLIP humaine (NP_061882.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H0E2
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Pack de glace