


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tom1L1 Pour Wb, Elisa - 075674

Numéro d'article: CM0022076



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TOM1L1 validé pour le Western blot et l'ELISA, réagissant avec le TOM1L1 humain, de souris et de rat. TOM1L1 est une protéine adaptatrice impliquée dans les voies de signalisation, localisée dans l'appareil de Golgi et les endosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM1L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SRASM ; TOM1L1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10040
GeneID	10040
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 du TOM1L1 humain (NP_005477.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	075674
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace