

Anticorps Polyclonal Anti-Tom1L2 Pour Wb, Elisa - Q6Zvm7

Numéro d'article: CM0024515

Introduction

TOM1L2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal pour WB et ELISA, détectant le TOM1L2 humain, murin et de rat (~56 kDa). Utile pour la recherche sur le trafic endocytaire et la signalisation mitogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM1L2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TOM1L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	146691
GeneID	146691
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-450 du TOM1L2 humain (NP_001076437.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZVM7
Poids moléculaire de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace