

Anticorps Monoclonal Anti-Tom20 (Conjugué) Pour Wb Et If - Q15388

Numéro d'article: CM0010422



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TOM20 préconjugué pour la détection directe de TOM20 humain par WB, IF/ICC et IF-P. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur l'importation mitochondriale et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TOM20 conjugué à
Remarques/Alias	MAS20 ; MOM19 ; TOM20
Espèce	Humaine
ID du gène	9804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 145 de TOM20 humain (NP_055580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15388
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac réfrigérant