

Anticorps Monoclonal Anti-Tom20 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15388

Numéro d'article: CM0005256



Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre le TOM20 humain, validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'importation mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	TOM20 Souris mAb
Remarques/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9804
GeneID	9804
Immunogène	Protéine recombinante du TOM20 humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15388
Poids Protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace