

Anticorps Polyclonal Anti-Tom20 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15388

Numéro d'article: CM0030288



Introduction

TOM20 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal qui reconnaît TOM20 humain, souris et rat. Adapté pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA, il est idéal pour les études sur l'import mitochondrial, la mitophagie et la dynamique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM20 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9804
Identifiant de gène	9804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de TOM20 humain (NP_055580.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15388
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace