

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tom20 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

Numéro d'article: CM0002726



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le TOM20 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte le TOM20 humain, souris et rat, un récepteur d'import mitochondrial clé. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et les études sur la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TOM20 Lapin mAb
Remarques/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9804
GeneID	9804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-145 du TOM20 humain (NP_055580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15388
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace