

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tom20 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15388

Numéro d'article: CM0019310



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TOM20 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible l'homologue du récepteur d'importation mitochondriale TOM20 (Q15388), impliqué dans la mitophagie et la translocation des protéines. Idéal pour la recherche sur les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM20 pAb de lapin
Remarques/Alias	MAS20 ; MOM19 ; TOM20 ; 20
Espèce	Humain
GeneID	9804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 145 de TOM20 humain (NP_055580.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15388
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac de glace