

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Tom20 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q15388

Numéro d'article: CM0007800



Introduction

Anticorps monoclonal de rat anti-TOM20 à haute spécificité validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte le TOM20 humain, souris et rat, un récepteur d'importation mitochondriale. Idéal pour la recherche sur la fonction mitochondriale et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM20 Rat mAb
Remarques/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9804
ID de gène	9804
Immunogène	Protéine recombinante de TOMM20 humain.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15388
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace