


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tom70 Pour Wb, Elisa - 094826

Numéro d'article: CM0002071



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TOM70 à haute spécificité validé pour WB et ELISA. Reconnaît le TOM70 humain, souris et rat, un récepteur d'importation mitochondriale et médiateur de la réponse antivirale. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études sur l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM70 Lapin mAb
Remarques/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9868
ID de gène	9868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-608 du TOM70 humain (NP_055635.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094826
Poids moléculaire	67kDa
Expédition	Sac de glace