

Anticorps Polyclonal Anti-Tomm22 Pour Wb Et Elisa - Q9Ns69

Numéro d'article: CM0015542



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TOMM22 humain, une sous-unité du récepteur d'import mitochondrial, validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'import mitochondrial, la mitophagie et la translocation des préprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOMM22 Lapin pAb
Remarques/Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56993
GeneID	56993
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-83 du TOMM22 humain (NP_064628.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NS69
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace