

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tomm22 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ns69

Numéro d'article: CM0011027



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant TOMM22 humain, validé pour Western blot, IHC-P, IP et ELISA. Reconnaît l'homologue de la sous-unité du récepteur d'import mitochondrial TOM22 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-TOMM22 de lapin
Remarques / Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56993
GeneID	56993
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NS69
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sachet de glace