

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tomm34 - Q15785

Numéro d'article: CM0010621

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant TOMM34, un récepteur d'importation mitochondriale. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'être humain et le rat. Idéal pour l'étude de l'importation des protéines mitochondriales et des fonctions de chaperon des précurseurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOMM34 mAb de lapin
Remarques/alias	TOM34 ; URCC3 ; HTOM34P
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	10953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 309 de TOMM34 humain (NP_006800.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, rat
SWISS	Q15785
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Poche de glace