

Anticorps Monoclonal Anti-Tomm40 Pour Wb - O96008

Numéro d'article: CM0005356



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TOMM40, validé pour WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le TOMM40 humain, souris et rat. À utiliser pour la recherche sur l'importation mitochondriale et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TOMM40 Rabbit mAb
Remarques/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10452
GeneID	10452
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 du TOMM40 humain (NP_001122388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O96008
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace