

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tomm40 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96008

Numéro d'article: CM0026621



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TOMM40, une composante clé de la translocase mitochondriale. Convient pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'importation mitochondriale et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TOMM40 Lapin pAb
Remarques/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10452
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de TOMM40 humain (NP_001122389.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O96008
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace